

## Amtliche Anweisung zur Desinfektion bei Faulbrut

Nach mechanischer Säuberung sind Bienenbeuten, Material, Gerätschaften und der Boden des Bienenhauses mit möglichst heißem Wasser unter Zusatz zugelassenen Reinigungsmitteln, gründlich zu reinigen (Hochdruck- oder Dampfreiniger sind empfehlenswert).

Zu desinfizierende Oberflächen müssen vor der Desinfektion trocken sein, da sonst das Desinfektionsmittel verdünnt wird, was seine Wirksamkeit herabsetzt oder aufhebt.

Zur Desinfektion von Bienenkästen, Wabenschränken, sämtlichen Imkereigeräten und Bienenhäusern eignen sich:

Desinfektionsmittel	Zu verwendende Konzentration	Anwendungsart	Bemerkungen
<b>Soda (Natriumcarbonat)</b>	6%-ige heisse Sodalösung	Auswaschen Abbürsten	60 g Sodakristalle in 1 Liter heissem Wasser
<b>Natronlauge (Natriumhydroxyd)</b>	3-5%-ige heisse Natronlauge	Auswaschen Abbürsten	30-50g Ätznatron in 1 Liter heisses Wasser geben

### Bitte beachten Sie:

- Desinfektionslösungen müssen immer frisch hergestellt werden.
- Die Desinfektionsmittel sollen idealerweise 24 Stunden einwirken, mindestens jedoch 6 Stunden. Die Räume sind dabei geschlossen zu halten. Nach der Einwirkungszeit ist mit Wasser nachzuspülen, zu reinigen und gut zu lüften. Die Sicherheitsbestimmungen sind gemäss Produktebeschreibung zu beachten.
- Feuerwiderstandsfähiges Material, welches nach dem Trocknen mit einem Gasbrenner intensiv abgeflammt werden kann, wird so zusätzlich desinfiziert.